









Транспедикулярный титановый фиксатор "КОНМЕТ" для поясничного и грудного отделов позвоночника


№ по кат.	Наименование	Вид
Инструментарий		
700.02	Контейнер стерилизуемый	
772.01	Ключ балки	
771.01	Ключ для репозиции	
770.01	Ключ торцевой	
770.02	Ключ торцевой укороченный	
773.01	Отвертка	
776.01	Шило	
777.01	Направитель	

№ по кат.	Наименование	Вид
-----------	--------------	-----

775.01 Дистрактор



774.01 Изгибатель балки



Компоненты фиксатора

760.01 Винт транспедикулярный диам. 5.0 x 35 мм

760.02 Винт транспедикулярный диам. 5.0 x 40 мм


760.03 Винт транспедикулярный диам. 5.0 x 45 мм



761.01 Винт транспедикулярный диам. 6.5 x 40 мм

761.02 Винт транспедикулярный диам. 6.5 x 45 мм

761.03 Винт транспедикулярный диам. 6.5 x 50 мм



762.01 Гайка




763.01 Клипса



766.03 Поперечина





766.01 Замок поперечины



766.02 Винт стопорный



№ по кат.	Наименование	Вид
764.06	Балка L 100 мм	
764.07	Балка L 120 мм	
764.08	Балка L 140 мм	
765.01	Балка L 160 мм	
765.02	Балка L 180 мм	