


Набор титановых низкопрофильных минипластин и инструментов "КОНМЕТ" для черепно-лицевого остеосинтеза

№ по кат.	Наименование	Вид
-----------	--------------	-----

560.00 Кассета - стерилизатор титановая для винтов

561.00 Кассета - стерилизатор титановая для пластин



Инструментарий

50.00 Глубиномер титановый



521.00 Отвёртка поворотная (титановая ручка, лезвие с покрытием tin), 18 см



520.00 Отвёртка (текстолитовая ручка, лезвие с покрытием tin), 17 см



044.00 Пинцет титановый для пластин



Свёрла со стандартным хвостовиком

519.00 Сверло, диам. 1.2 мм, 44/10 мм, "ZrN"

Минипластины титановые, толщина 0.6 мм

504.00 Минипластина прямая, 4 отверстия



504.01 Минипластина прямая, 6 отверстий
























504.02 Минипластина прямая, 8 отверстий



505.00 Минипластина прямая длинная, 4 отверстия



№ по кат.	Наименование	Вид
506.00	Минипластина L-образная, левая, короткая	
506.01	Минипластина L-образная, правая, короткая	
507.00	Минипластина L-образная, левая, длинная	
507.01	Минипластина L-образная, правая, длинная	
508.00	Минипластина T-образная, короткая	
509.00	Минипластина T-образная, длинная	
510.00	Минипластина T-образная, двойная	
511.00	Минипластина Y-образная, короткая	
512.00	Минипластина Y-образная, длинная	
513.00	Минипластина X-образная, короткая	

№ по кат.	Наименование	Вид
514.00	Минипластина X-образная, длинная	
515.00	Минипластина C-образная, короткая	
515.01	Минипластина C-образная, длинная	
016.01	Пластина сетчатая, 80 x 180 x 0.6 мм	
017.01	Пластина сетчатая, 80 x 180 x 0.6 мм	
Винты титановые самонарезающие, шлиц-квадрат		
501.00	Винт, 1.5 x 4 мм	
501.01	Винт, 1.5 x 5 мм	
501.02	Винт, 1.5 x 6 мм	
501.03	Винт, 1.5 x 8 мм	
501.04	Винт, 1.5 x 10 мм	
502.00	Винт запасной, 1.8 x 5 мм	
502.01	Винт запасной, 1.8 x 8 мм	